

A man with short blonde hair and glasses is shown in profile, driving a car. He is wearing a bright orange t-shirt with a signature on the back and blue jeans. He is seated in a wheelchair that is positioned inside the car's driver's seat. The car's interior and window are visible. The background shows a bright sky with some clouds. The overall scene conveys a sense of freedom and independence.

**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

Neon

# Maximale mogelijkheden, eigentijds ontwerp

## Het ruimtewonder!

Deze compacte alleskunner herbergt een maximum aan mogelijkheden, verpakt in een karakteristiek en sprekend ontwerp.

Door het kruisframe en neerklapbare rug, kan je de Quickie Neon makkelijk opvouwen en is het hierdoor een compacte rolstoel. Bovendien is de Quickie Neon licht van gewicht en verkrijgbaar vanaf 9,7 kg\*.



Vast Voorframe

# vrij en zelfstandig



De Quickie Neon is de perfecte stoel voor vrijwel alle omstandigheden en presteert overtuigend op ieder gebied. Doordat het zitframe ingeklemd zit tussen de zijframe delen, kent de Quickie Neon een ongekeerde stijfheid voor een vouw-frame rolstoel.




Open (vouw) frame design.



Eenvoudig op te vouwen.

## Optimale aanpassingsmogelijkheden

Een uitgebreide reeks aan instelmogelijkheden en opties maken het mogelijk de Quickie Neon aan de meest uiteenlopende wensen aan te passen.



Innovatieve rughoekinstelling van  $-12^{\circ}$  tot  $+8^{\circ}$ .



Zitbuizen tussen het zijframe geeft een rigide constructie.



Zithoogte- en zwaartepuntinstelling met een korte asplaat.



Eenvoudig neerklapbare rug.



Strak uiterlijk en  
heel compact



Swing Away

- Gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

De Quickie Neon Swing Away heeft een vanaf gewicht van 10.5 kg\*\* en is verkrijgbaar met een hemi-frame met een zithoogte vanaf 35 cm.



Eenvoudig wegzwenkbare beensteunen met in hoek en in diepte verstelbare aluminium voetplaten (in framekleur).



Makkelijk mee te nemen.

## Opties & accessoires



Neerklapbare duwhandvatten.



In hoogte verstelbare duwhandvatten.



In hoogte verstelbare armsteunen.



Standaard remmen.



Knielevelremmen.



Compacte schaarremmen.



Een in hoek instelbare opvouwbare aluminium voetplaat voor de Quickie Neon VV.




Quickie mobilhouder.



Krukkenhouder.

Er is zelfs ruimte voor de **Neon**  
in de kleinste auto.



## Technische specificaties

Zitbreedte:	30 - 50 cm	Zithoek:	0 - 14 cm
Zitdiepte (VV):	30 - 50 cm	Inset (VV):	0, 2 cm
Zitdiepte (SA):	34 - 50 cm	Camber:	0°, 2°, 4°
Rughoogte:	25 - 47.5 cm	Gewicht vanaf (VV):*	9.7 kg
Rughoekinstelling:	-12° - +8°	Gewicht vanaf (SA):**	10.5 kg
Onderbeenlengte:	22 - 51 cm	Maximale gebruikersgewicht:	140 kg

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij u naar het orderformulier.

Alle informatie is onder voorbehoud van typfouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.

- Alleen de Quickie Neon Swing Away is gecrashtest volgens ISO 7176-19 met een 4-punts vastzetsysteem.

\* Configuratie: 36x40 cm, rughoogte 25 cm, lichtgewicht wielen, 4" voorwielen, kledingbeschermers, zonder duwhandvatten, standaard remmen, opvouwbare voetplaat.

\*\* Configuratie: 36x40 cm, rughoogte 35 cm, lichtgewicht wielen, 4" voorwielen, kledingbeschermers, zonder duwhandvatten, standaard remmen, aluminium voetplaten.



### Sunrise Medical B.V.

Groninghaven 18-20  
3433 PE Nieuwegein  
The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800  
E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

T: +31 (0)30 - 60 82 100  
E: info@sunrisemedical.nl

www.SunriseMedical.nl